



## USO DE DRENAJE J-VAC

### ¿QUÉ ES J-VAC?

Es un sistema de drenaje para heridas, es estéril, desechable y portátil. Este drenaje incluye una válvula antirreflujo para evitar que se devuelva el contenido a la herida durante su vaciado.

- ▶ Lavarse las manos con agua y jabón.
- ▶ Retire el tapón y ponga el drenaje boca abajo sobre un recipiente para vaciar su contenido. Puede presionar el drenaje. (ver Figura A)
- ▶ El contenido deberá ser medido con jeringa cada **12 horas** y anotado.
- ▶ Tome el drenaje J-VAC entre sus manos y coloque ambos dedos pulgares sobre la figura que trae el drenaje. Presione firmemente en el centro, no es necesario oír un click, y las piezas del centro se anclen. Coloque el tapón nueva-mente. (ver Figura B)
- ▶ Doble hacia arriba el borde inferior, esto permite que las piezas ancladas se liberen.(ver Figura C)
- ▶ Lleve un registro de la cantidad medida con fecha y hora.

